


Anti-Dnajb9 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubs3

Artikelnummer: CM0027557



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DNAJB9 (ERdj4), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von endoplasmatischem Retikulum-Chaperonen und UPR.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJB9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DNAJB9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4189
Gen-ID	4189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-223 von humanem DNAJB9 (NP_036460.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UBS3
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel