

Anti-Dnajc10 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ixb1

Artikelnummer: CM0012965

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches DNAJC10 (ERdj5), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung von ER-Proteinqualitätskontrolle, ERAD und Stresssignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JPD1; MTHr; ERdj5; PDIA19; DNAJC10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	54431
GeneID	54431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein entsprechend den Aminosäuren 614–793 von menschlichem DNAJC10 (NP_061854.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IXB1
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel