

Anti-Dnajc12 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukb3

Artikelnummer: CM0002756



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DNAJC12, geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ein Werkzeug zur Untersuchung von Co-Chaperon-Rollen und Hyperphenylalaninämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JDP1; HPANBH4; DNAJC12
Spezies	Human
GeneID (Human)	56521
GeneID	56521
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 99-198 von humanem DNAJC12 (Q9UKB3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9UKB3
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche