

Anti-Dnajc18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H819

Artikelnummer: CM0021444

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes DNAJC18 (DnaJ-Homolog-Unterfamilie C Mitglied 18) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, erkennt humane und Ratten-Proteine. Beteiligt an der Penetration der ER-Membran durch Polyomaviren während der Infektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DNAJC18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	202052
Gen-ID	202052
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-350 von humanem DNAJC18 (NP_689899.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9H819
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel