

Anti-Dnajc19 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Artikelnummer: CM0025825

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes DNAJC19, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt DNAJC19 (TIM14) von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu mitochondrialem Import und Cardiolipin-Umbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	131118
Gen-ID	131118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-116 von humanem DNAJC19 (NP_660304.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DA6
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel