


Anti-Dnajc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99543

Artikelnummer: CM0028636



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DNAJC2 (ZRF1, MPP11). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für Studien zu Chaperonen und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZRF1; ZUO1; MPP11; MPHOSPH11; DNAJC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	27000
GeneID	27000
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem DNAJC2 (NP_055192.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99543
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistasche