


Anti-Dnajc5 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H3Z4

Artikelnummer: CM0018359



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes DNAJC5 (CSP/CLN4) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 1-198). Für Neurowissenschaften und Chaperon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CSP; NCL; CLN4; CLN4B; DNAJC5A; mir-941-2; mir-941-3; mir-941-4; mir-941-5; DNAJC5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80331
Gen-ID	80331
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-198 von humanem DNAJC5 (NP_079495.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H3Z4
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel