

Anti-Dnajc7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99615

Artikelnummer: CM0029414

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNAJC7, validiert für Western Blot und ELISA in humanen Proben. Ideal für Forschung zu Co-Chaperonen und Steroidrezeptorfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNAJC7
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7266
GenID	7266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 230-380 des menschlichen DNAJC7 (NP_003306.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99615
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel