

Polyklonaler Anti-Dnajc9-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wxx5

Artikelnummer: CM0020438



Einführung

Validiert mittels Western Blot und ELISA, richtet sich dieser polyklonale Kaninchenantikörper gegen humanes DNAJC9, einen dualen Histon- und Hitzeschock-Co-Chaperon. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte; ideal für die Nukleosomenassemblierung und die Chaperonforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] DNAJC9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JDD1; SB73; HDJC9; C9
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23234
GeneID	23234
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des humanen DNAJC9 entspricht (NP_056005.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXX5
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel