

Polyklonaler Anti-Dnajc9-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx5

Artikelnummer: CM0013943



Einführung

Polyklonaler Anti-DNAJC9-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Richtet sich gegen das menschliche Histon-Chaperon und HSP70-Co-Chaperon, ideal für die Erforschung des Nukleosomenaufbaus und der Hitzeschockreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC9 Rabbit pAb
Bezeichnungen/Allonyme	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23234
Gen-ID	23234
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des menschlichen DNAJC9 (NP_056005.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WXX5
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel