


Anti-Dnal1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q4Ldg9

Artikelnummer: CM0014565



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen DNAL1 gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen geeignet ist. Erkennt DNAL1 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Forschung an Zilienfunktion und primärer ziliärer Dyskinesie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAL1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83544
GenID	83544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 41-190 von menschlichem DNAL1 (NP_113615.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q4LDG9
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel