


Anti-Dnal1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q4Ldg9

Artikelnummer: CM0024708



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNAL1 (Dynein axonemal light chain 1). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Zilienfunktion und primärer ciliärer Dyskinesie (PCD).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	83544
Gen-ID	83544
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 41-190 des humanen DNAL1 (NP_113615.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q4LDG9
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistüte