

Anti-Dnal4 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - 096015

Artikelnummer: CM0018099

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches DNAL4, ein axonemales Dynein-Leichtkettchen, das an der Erzeugung von Zilienkraft beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu respiratorischen Zilien und Motorproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAL4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MRMV3; PIG27; DNAL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10126
GenID	10126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-105 des menschlichen DNAL4 (NP_005731.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O96015
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eispackung