

Anti-Dnase1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24855

Artikelnummer: CM0027297



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DNASE1 (DNase I). Validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Apoptose- und NET-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNASE1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DNL1; DRNI; DNASE1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1773
GeneID	1773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-282 von humanem DNASE1 (NP_005214.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24855
Protein-Gewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel