

Anti-Dnase1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P24855

Artikelnummer: CM0014564



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNASE1 (Desoxyribonuklease I) für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; ideal für die Erforschung von Apoptose, NETose und Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNASE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DNL1; DRNI; DNASE1
Spezies	Mensch
GeneID	1773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-235 des humanen DNASE1 enthält (NP_005214.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P24855
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel