

Anti-Dnase1L1 Polykloaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49184

Artikelnummer: CM0014486

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DNASE1L1 (DNase X, DNase I-ähnlich 1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Nuklease- und IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNASE1L1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	XIB; G4.8; DNL1L; DNASEX; DNAS1L1; DNASE1L1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1774
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-302 des humanen DNASE1L1 (NP_006721.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P49184
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eispaket