

Anti-Dner Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nft8

Artikelnummer: CM0022295

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes DNER. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Notch-Signalwegen und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNER Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	bet; UNQ26; DNER
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	92737
GenID	92737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-240 von humanem DNER (NP_620711.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NFT8
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel