

Anti-Dnlz Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sxm8

Artikelnummer: CM0020468

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DNLZ (HEP, ZIM17), einen mitochondrialen Co-Chaperon. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit human. Optimal für mitochondriale Biologie und Chaperon-Forschung. Proteingewicht: 19 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNLZ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEP; HEP1; ZIM17; TIMM15; C9orf151; bA413M3.2; DNLZ
Spezies	Human
GeneID (Human)	728489
GeneID	728489
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem DNLZ.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q5SXM8
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel