


Anti-Dnm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q05193

Artikelnummer: CM0023762

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen
humanes DNM1 (Dynamin-1) gerichtet ist;
validiert für Western Blot und ELISA;
kreuzreagiert mit Maus und Ratte; ideal für die
Erforschung von Endozytose und synaptischer
Vesikelrecycling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DNM, DEE31, EIEE31, DNM1
Spezies	Mensch
GenelD (Human)	1759
GenelD	1759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 400-490 von humanem DNM1 (NP_004399.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05193
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel