

Polyklonaler Anti-Dnm2-Antikörper Für If/Icc, Elisa - P50570

Artikelnummer: CM0015324



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DNM2, geeignet für IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal zur Untersuchung von Dynamin-2 bei Endozytose, Aktindynamik und der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNM2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1785
GeneID	1785
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 607-866 des humanen DNM2 (NP_004936.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50570
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Kühlakku