

Anti-Dnmt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26358

Artikelnummer: CM0002704



Einführung

DNMT1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus, Ratte. Essentiell für die Erforschung von DNA-Methylierung, epigenetischer Vererbung und transkriptioneller Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1786
GeneID	1786
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DNMT1 (NP_001370.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26358
Proteingewicht	183kDa
Versand	Eisbeutel