

Anti-Dnmt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Artikelnummer: CM0016632



Einführung

DNMT1 Kaninchen-pAk (Mensch, Maus, Ratte) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Zielgerichtet ist die erhaltende DNA-Methyltransferase DNMT1 für epigenetische Forschung und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-124 von DNMT1 (NP_001370.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26358
Proteingewicht	183kDa
Versand	Eisbeutel