


Anti-Dnmt3A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6K1

Artikelnummer: CM0030415



Einführung

Kaninchen-polyclonaler DNMT3A-Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische und DNA-Methylierungsforschung. SWISS: Q9Y6K1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT3A Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; DNMT3A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1788
GeneID	1788
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-700 von humanem DNMT3A (NP_072046.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6K1
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel