

Anti-Dnmt3B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubc3

Artikelnummer: CM0018376



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes DNMT3B, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wesentlich für die De-novo-DNA-Methylierung während der Entwicklung und die Forschung zur Gen-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1789
Gen-ID	1789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem DNMT3B (NP_008823.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UBC3
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel