

Anti-Dnmt3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc3

Artikelnummer: CM0026465



Einführung

Hochwertiger DNMT3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt DNMT3B in humanen, murinen und Rattengeweben. Entscheidend für epigenetische Studien der DNA-Methylierung während der Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1789
Gen-ID	1789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 345-475 des humanen DNMT3B (NP_008823.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBC3
Protein-Gewicht	96kDa
Versand	Eistasche