

## Polyklonaler Anti-Dnmt3L-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9UJw3

Artikelnummer: CM0013975



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DNMT3L, einen wichtigen Regulator der DNA-Methylierung. Für Western Blot und ELISA validiert. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Geeignet für die epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DNMT3L-Kaninchen-pAb                                                                                                                           |
| Anmerkungen/Alias | DNMT3L                                                                                                                                         |
| Art               | Mensch                                                                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 29947                                                                                                                                          |
| GeneID            | 29947                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 151-386 des humanen DNMT3L (NP_787063.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                   |
| SWISS             | Q9UJW3                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 44 kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                       |