

Anti-Dnmt3L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UJw3

Artikelnummer: CM0021301



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-DNMT3L-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges DNMT3L (44 kDa), einen Schlüsselregulator der de novo DNA-Methylierung und epigenetischen Reprogrammierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNMT3L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DNMT3L
Spezies	Human
GeneID (Human)	29947
GeneID	29947
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem DNMT3L (NP_787063.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJW3
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel