

Anti-Dnph1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43598

Artikelnummer: CM0004103



Einführung

DNPH1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines DNPH1, ein 19 kDa großes Nukleotid-Salvage-Enzym, das hmdUMP hydrolysiert und genomische Schäden verhindert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNPH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	RCL; C6orf108; dj330M21.3; DNPH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10591
GenID	10591
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 75-174 von menschlichem DNPH1 (O43598) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43598
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel