


## Anti-Dnttip2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Qje6

Artikelnummer: CM0023694



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DNTTIP2 (ERBP/TdIF2). Verifiziert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und Ribosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DNTTIP2 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | ERBP; FCF2; TdIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 30836                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 30836                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des humanen DNTTIP2 (NP_055412.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                  |
| SWISS             | Q5QJE6                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 84kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                    |