


Anti-Dock2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92608

Artikelnummer: CM0027614



Einführung

Anti-DOCK2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB-, IF/ICC-, IP- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines DOCK2 (Q92608), einen Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor (GEF), der RAC1/RAC2 aktiviert und die Lymphozytenmigration reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOCK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD40; DOCK2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1794
Gen-ID	1794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1551-1830 von humanem DOCK2 (NP_004937.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92608
Proteingewicht	212kDa
Versand	Eistasche