

Anti-Dock3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Izd9

Artikelnummer: CM0023776

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DOCK3 (PBP/MOCA). Geeignet für Western Blot und ELISA. Erforschen Sie Alzheimer-Krankheitsmechanismen und zytoskelettale Signalwege mit diesem validierten Reagenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOCK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PBP; MOCA; NEDIDHA; DOCK3
Spezies	Human
Gen-ID	1795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1348-1673 von humanem DOCK3 (NP_004938.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8IZD9
Protein-Gewicht	233KDa
Versand	Eistasche