


Anti-Dock7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96N67

Artikelnummer: CM0019599



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DOCK7 (Q96N67). Geeignet für WB und ELISA; reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. DOCK7 ist ein Rac1/3-GEF, der an der neuronalen Polarisation und der Regulation des Aktin-Zytoskeletts beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOCK7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZIR2; DEE23; EIEE23; DOCK7
Spezies	Human
GeneID (Human)	85440
GeneID	85440
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem DOCK7 (NP_001354490.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96N67
Proteingewicht	243kDa
Versand	Eisbeutel