

Anti-Dog-1/Tmem16A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Xxa6

Artikelnummer: CM0020442

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DOG-1/TMEM16A (ANO1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von kalziumaktivierten Chloridkanälen, gastrointestinaler Motilität und Atemwegsekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOG-1/TMEM16A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOG1; INDMS; TAOS2; ORAOV2; TMEM16A; ANO1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	55107
GeneID	55107
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-210 von humanem ANO1 (NP_060513.5) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5XXA6
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eistasche