


Anti-Dok1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99704

Artikelnummer: CM0002319



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches DOK1 (Docking-Protein 1) gerichtet ist. Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu menschlichen und Maus-Proben. Nützlich für die Untersuchung von Insulin-Signalwegen und Integrin-Aktivierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1796
GenID	1796
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 382-481 von menschlichem DOK1 (Q99704) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99704
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel