


Anti-Dok1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99704

Artikelnummer: CM0027825



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen DOK1 (Docking-Protein 1, p62(dok), pp62). Validiert für Mensch, Maus, Ratte für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Zielt auf Insulin-Signalwege und Integrin-Aktivierungswege ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOK1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1796
GenID	1796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von menschlichem DOK1 (NP_001372.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99704
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel