

Anti-Dok4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tew6

Artikelnummer: CM0016560

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DOK4 (IRS5). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der RET-Signalübertragung und neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DOK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRS5; IRS-5; DOK4
Spezies	Human
Gen-ID	55715
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-326 von humanem DOK4 (NP_060580.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TEW6
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel