


Anti-Dok5-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9P104

Artikelnummer: CM0018604



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DOK5 (IRS-6), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu RET-Signalgebung, neuronaler Differenzierung und MAP-Kinase-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOK5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRS6; IRS-6; C20orf180; DOK5
Spezies	Human
GeneID (human)	55816
GeneID	55816
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 237-306 von humanem DOK5 (NP_060901.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9P104
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel