


Anti-Dopamin-Beta-Hydroxylase (Dbh) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09172

Artikelnummer: CM0020404



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DBH, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ermöglicht die Untersuchung der Dopamin-Hydroxylierung zu Noradrenalin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DBH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DBM, ORTHYP1, DBH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1621
Gen-ID	1621
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-200 von humanem DBH (NP_958852.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09172
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel