


Anti-Dopamin-Beta-Hydroxylase Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P09172

Artikelnummer: CM0007298



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches Dopamin-Beta-Hydroxylase (DBH) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der Katecholamin-Biosynthese, der Neurotransmitter-Regulation und verwandter Krankheitsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dopamin-Beta-Hydroxylase Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	DBM; ORTHYP1; Dopamin-Beta-Hydroxylase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1621
GenID	1621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-250 des menschlichen Dopamin-Beta-Hydroxylase (NP_000778.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09172
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel