

Anti-Dopamin-Rezeptor D3 (Drd3) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35462

Artikelnummer: CM0017809



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen den menschlichen Dopamin-Rezeptor D3 (DRD3) gerichtet ist, für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis in Maus- und Rattenproben. Für die Forschung zu Dopamin-Signalisierung, neuropsychiatrischen Störungen und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dopamin-Rezeptor D3 (DRD3) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	D3DR; ETM1; FET1; Dopamin-Rezeptor D3 (DRD3)
Spezies	Mensch
GenID	1814
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem DRD3 (NP_000787.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35462
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel