

Anti-Dopamin-Rezeptor D3 (Drd3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35462

Artikelnummer: CM0008958



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanen Dopamin-Rezeptor D3 (DRD3), für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften zur Erforschung der Dopamin-Signalübertragung und neuropsychiatrischer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dopamin-Rezeptor D3 (DRD3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	D3DR; ETM1; FET1; Dopamin-Rezeptor D3 (DRD3)
Spezies	Human
GenID (Human)	1814
GenID	1814
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Dopamin-Rezeptors D3 (DRD3) (P35462) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35462
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel