


Polyklonaler Anti-Dopamin-Transporter/Slc6A3-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01959

Artikelnummer: CM0014814



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen Dopamin-Transporter/SLC6A3. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Untersuchungen und Transporterstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Dopamin-Transporter/SLC6A3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1; Dopamin-Transporter/SLC6A3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6531
GeneID	6531
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Dopamin-Transporters/SLC6A3 (NP_001035.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01959
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Kühlakku