

Anti-Dot1L/Kmt4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tek3

Artikelnummer: CM0017729



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Dot1L/KMT4 (H3K79-Methyltransferase) gerichtet ist, validiert in WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte und Maus. Ideal für die Untersuchung der Chromatinregulation und der Gen-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dot1L/KMT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOT1; KMT4; Dot1L/KMT4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84444
Gen-ID	84444
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem Dot1L/KMT4 (NP_115871.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte, Maus
SWISS	Q8TEK3
Proteingewicht	165kDa
Versand	Eisbeutel