

Anti-Doublecortin Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43602

Artikelnummer: CM0014969



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Doublecortin (DCX), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur neuronalen Migration und kortikalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Doublecortin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1641
Gen-ID	1641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 265-365 von humanem Doublecortin (NP_835365.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43602
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche