

Anti-Doublecortin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043602

Artikelnummer: CM0006384



Einführung

Doublecortin Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen, detektiert menschliches, murines und rattiges Doublecortin (41 kDa). Geeignet für Studien zur Neuroentwicklung und neuronalen Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Doublecortin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1641
Gen-ID	1641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 265-365 von menschlichem Doublecortin entspricht. (NP_835365.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43602
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel