

Anti-Doublecortin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43602

Artikelnummer: CM0002031



Einführung

Doublecortin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der neuronalen Migration und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Doublecortin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1641
Gen-ID	1641
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Doublecortin (O43602)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O43602
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eistüte