


Anti-Dp1/Tfdp1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Artikelnummer: CM0026491



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes DP1/TFDP1 (Transkriptionsfaktor Dp-1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DP1/TFDP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7027
GeneID	7027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-290 von humanem DP1/TFDP1 (NP_009042.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14186
Proteinmasse	45kDa
Versand	Eisbeutel