


Anti-Dp1/Tfdp1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Artikelnummer: CM0008448



Einführung

Leistungsstarker Anti-DP1/TFDP1 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen und Ratten-Proben. Ideal für Zellzyklus- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DP1/TFDP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7027
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 311-410 von humanem DP1/TFDP1 (Q14186) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q14186
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel