


Anti-Dp1/Tfdp1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q14186

Artikelnummer: CM0013111



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den humanen Transkriptionsfaktor DP1/TFDP1, der an der E2F-abhängigen Regulation des Zellzyklus beteiligt ist. Für IHC-P und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. ~45 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DP1/TFDP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-290 des humanen DP1/TFDP1 (NP_009042.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14186
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku