


Anti-Dpep1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16444

Artikelnummer: CM0025070



Einführung

DPEP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt menschliches und murines DPEP1 (~46 kDa). DPEP1 hydrolysiert Dipeptide und fungiert als Adhäsionsrezeptor für Neutrophile. Stammt vom Kaninchen, ideal für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPEP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDP; RDP; MBD1; DPEP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1800
GenID	1800
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-385 von menschlichem DPEP1 (NP_001121613.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16444
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel